



Octenilin gel na rány

Sterilní gel na rány : dekontaminuje a čistí chronické kožní rány, zajišťuje ideální vlhké klima pro hojení - dokonalý hydrodepot

použitelný až 6 neděl po otevření



20 ml

**Kód VZP 0082009
úhrada 75%**

Složení :

Aqua purificata, propylenglykol, hydroethylcelulóza, octenidin Hcl

Skladování: pokojová teplota, chránit před přímým slunečním světlem a před dosahem dětí

Proč použít Octenilin ?

- zvlhčuje, dekontaminuje a čistí rány
- odstraňuje zaschlé krytí ran a krusty
- podporuje přirozený proces hojení zajištěním ideálního prostředí
- inaktivuje patogenní mikroorganismy přidanou konzervační složkou octenidinu HCl
- aplikace je bezbolestná
- je bezbarvý, neobsahuje alkohol a zápach absorbující
- lze ho zahřát na tělesnou teplotu 37°C
- je vhodný pro alergiky

Upozornění:

Nepoužívat při alergii na některou ze substancí.

Nepoužívat na hyalinní chrupavku.

Pouze pro vnější aplikace: t.j. neaplikovat do ran pod tlakem.

Neaplikovat injekčně ani infusí.



Charakteristika:

- inaktivuje mikroby v expozičním čase 1 minuta (ověřeno kvantitativně susp.pokusem pod vysokou bílkovinou náloží)
- biologická dostupnost : výborné kontinuální uvolňování (test Sartorius liberální moduly).
- vhodný pro ošetření popálenin 2.stupně : test na 107 pacientech prokázal dobré zvlhčení, antimikrobiální účinek až 5 dní při ponechání na ráně. Minimalizace bolesti, redukce nutných převazů. 45% pacientů udávalo příjemný pocit nebo ústup bolestivosti již po první aplikaci (C.Ottoman B.Hartmann, Úrazová nemocnice Berlín, centrum popálenin a plastické chirurgie, 9.5.2005)

Jak aplikovat?

- ránu nejdříve dobře opláchnout a očistit, aby se lehce odstranilo předcházející krytí
- na ránu nanést gel, zakrýt kompresí a zavázat
- octenilin ponechat až do následného převazu
- proces opakovat dokud rána není opticky čistá

Tkáňová snášenlivost a biokompatibilita: nedráždí, nesenzibilizuje, netoxický pro granulaci a epitelizaci, nepůsobí bolest. Dobrá snášenlivost octenidinu je již desetiletými klinicky na chronických ránách ověřena.



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Nordstedt, Germany
Phone: +49 05140-521 00-10
Fax: +49 05140-521 00-338
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

www.schuelke.com

Autorizovaný distributor pro ČR:
tel: +420 266 78 29 29

www.nora-as.cz, nora@nora-as.cz

Nora a.s.