

Gigasept® AF



- **bezaldehydový**
- **svěží vůně**
- **vhodné pro ultrazvukové lázně**
- **široké spektrum účinku**
- **velmi dobrá čistící schopnost**
- **mikrobiologicky účinný 7 dní i pod sérovou zátěží**

Balení

	karton	kód
2-l-láhev	5 x 2 l.....	100401
5-l-Kanistr.....	1 x 5 l.....	100402

Typ

Gigasept AF je bezaldehydový dezinfekční a čistící prostředek pro rigidní endoskopy, flexibilní endoskopy, chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, laboratorní vybavení atd.

Mikrobiologická účinnost

Baktericidní (vč. TBC a MRSA), fungicidní, virucidní

Složení:

100 g obsahuje: 15 g Didecyldimethylammoniumchloridu, 10 g Phenoxypropanolu, 6,9 g Aminoalkylglycinu, 15 – 30 % neionogenních tenzidů, parfém, rozpouštědla, pH-regulátory, inhibitory koroze, barviva

Chemicko-fyzikální údaje:

Koncentrát:	
Vzhled:	čirá, zelená kapalina
Hustota při 20 °C:	1,00 + 0,01 g/ml
Refrakce n ²⁰ :	1,422
PH-hodnota:	ca. 9,0
1,5 %-ní pracovní roztok	
Vzhled:	čirá, zelená kapalina
PH-hodnota:	ca. 8,2
4 %-ní pracovní roztok	
Vzhled:	čirá, zelená kapalina
PH-hodnota:	ca. 8,3

Dávkovací pomůcky

dávkovací nástavec na 2l láhve
dávkovací pumpa na kanystr
klíč na otevírání kanystru



vanový systém
výpustný kohout ke kanystru
trychtýř

Pracovní koncentrace/ kontaktní časy

Účinnost	5 Min.	10 Min.	15 Min.	30 Min.	1 Std.	2 Std.
Bakterie(vč.TBC, houby, MRSA, Helicobacter pylori) omezeně virucidní			4%	3%	1,5%	
HVC/HBV / HIV			4%	2%	1%	
Vaccinia-, Rotaviry	0,25%					
Papovaviry					4%	3%
Adenovirus				4%	2%	
v ultrazvukové lázni: bakterie, houby, HBV, HIV bez sérové zátěže pod sérovou zátěží	4%	4%				
dezinfekce endoskopů			4%			

1 l 4%-ního roztoku připravíme přidáním 40ml koncentrátu do 960 ml vody

0297 Zdravotnický prostředek tř. IIa

Použití:

Pro ruční mytí a dezinfekci endoskopů je nevyhnutné, aby všechny povrchové plochy byly ponořeny a v dutinách nezůstal vzduch.

Po kontaktním čase všechny části důkladně opláchnout pod tekoucí vodou (podle určení použití poslední oplachovou vodou je sterilní voda)

Dodržujte určenou koncentraci a kontaktní čas!

Endoskopy, které po dezinfekčním předčištění v Gigasept AF v 1,5% roztoku jdou na strojovou úpravu (myčky), důkladně opláchnout vodou, aby nedošlo k chemické reakci zbytků během cyklu.

Gigasept AF nemíchat s jinými detergenty!

Gigasept AF lze použít i do poloautomatů s cirkulací studené vody.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-00003



08/2006

Interakce:

Pracovní roztoky i koncentrát Gigasept AF v kontaktu s jinými prostředky, především aldehydovými, v důsledku chemických reakcí mohou tvořit sraženiny, zbarvení roztoku nebo nádob. Také může dojít ke snížení účinnosti.

Proto před prvním použitím Gigasept AF všechny nástroje, aplikační pomůcky a dezinfekční nádoby důkladně umýt vodou.

Bezpečnostní označení (platí pro koncentrát):

C: žíravý, **R22:** zdraví škodlivý při požití, **R34:** způsobuje poleptání, **S26:** při zanešení do očí ihned vypláchnout velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem, **S36/37/39:** při práci používat ochranný oděv, rukavice a brýle/štit, **S45:** necítíte-li se dobře nebo v případě nehody navštivte lékaře (je-li to možné ukažte etiketu přípravku).
4% pracovní roztok může dráždit oči - doporučuje se použít ochranné brýle

Ekologie:

Gigasept AF je technicky optimalizovaný koncentrát vyráběný ve validované ekologické výrobě (Reg.-Nr. DE-S-150 00003)



Svoji 7 denní použitelností přispívá k nižší zátěži spodních vod než přípravky s jednodenní účinností.

Všechny komponenty Gigasept AF jsou dle kritérií OECD biologicky odbouratelné.

Obaly jsou po vyprázdnění recyklovatelné. Uzávěry jsou z PP a etikety z PE.

Toxikologie:

LD₅₀ orálně (koncentrát): 1.000 - 2.000 mg/kg



Schülke & Mayr

Nora a.s.
Jankovcova 2 (TOKOVO)
170 00 Praha 7, ČR
tel.: ++420 266 782 929
fax: ++420 266 782 992
objednavky@nora-as.cz

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN 45001 (Reg.-Nr. 45647-01) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gemäß Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. DE-S-150-00003).

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Zieglergasse 8
A-1070 Wien
Telefon: (1) 523 25 01
Telefax: (1) 523 90 35 79
e-mail: office@schuelke-mayr.at