

dialog™ HP je unikátní a vysoce účinný dezinfekční/čisticí a dekalciфикаční prostředek. Patentované složení s aktivním kyslíkem je vhodné pro všechny typy hemodialyzačních přístrojů a vodou ošetřovaných jednotek.

dialog™ HP

Benefity:

- úplné mikrobiologické spektrum - ABCTMV
- dezinfekce, čištění a dekalciфикация v jednom kroku
- přímé použití
- krátký kontaktní čas
- detekovatelné konjuktivitou
- není klasifikován jako nebezpečný pro živ.prostředí

Aplikační oblasti

detinfekce/ čištění a odstranění vodného kamene v hydraulicky cirkulujících dialyzačních generátorech a vodou ošetřovaných systémech v dialyzačních centrech.

Aplikační typy

- kompatibilní s dialyzačními generátory
- kompatibilní s vodou ošetřovanými zařízeními
- prevence tvorby biofilmů na povrchích hydraulických okruhů

Instrukce pro použití

dialog™ HP může být použit jako jediný hygienický produkt v dialyzačních zařízeních v chemických programech.

dialog™ HP určen k přímému použití (proporčně automaticky řaděný dialyzačními stroji - dle doporučení výrobců dialyzačních zařízení .

Vytvořeno pro simultánní čištění, dezinfekci a dekalciфикаci dialyzačních zařízení

Oplachový proces se kontroluje testovacími proužky. Postupujte dle instrukcí k použití uvedených na balení. Residuální kontrolu provádějte dle operačního manuálu dialyzační jednotky.

Materiálová kompatibilita

- dialog™ HP má excelentní materiálovou kompatibilitu
- dialog™ HP byl testován déle než jeden rok v klinické praxi na Fresenius a Gambro dialyzačních jednotkách.

Interakce

Nemíchejte dialog™ HP s jinými produkty, především s aldehydovými produkty nebo halogenovými deriváty (např. chlornan sodný a jiné)

Microbiologická účinnost

dialog™ HP je účinný ve své pracovní koncentraci proti:

Bacterie	EN 1040, EN 13727	5 min
Mykobakterie	EN 14348	10 min
Fungi	EN 1275, EN 13624	10 min
Spóry	EN 14347	10 min
Viry	EN 14476	10 min

Produktové data

Složení :

dialog™ HP obsahuje peroxid vodíku, , kys.octovou, kyselinu peroctovou , minerální kyseliny , excipiciencia, osmotickou vodu.

dialox™ HP

Chemicko - fyzikální údaje

- bezbarvá kapalina lehce pění
- lehce charakteristický octový odér
- stabilita: 2 roky (v originálním balení a za doporučených skladovacích podmínek 5 °C – 30 °C)
- hustota: 1,04 g/cm³
- bod zamražení: -10 °C

Značení dle direktiv EU

- Xi:** dráždivý
- R37/38:** dráždí dýchací systém a pokožku
- R41:** riziko vážného poškození očí
- S26:** v případě zanešení do očí ihned vypláchněte velkým množstvím vody a konzultuje lékaře
- S39:** použijte ochranu očí/obličeje

Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.

Další informace

- dialox™ HP není klasifikován jako nebezpečný při požití (OECD 401)
- dialox™ HP je podmíněně dráždivý pro pokožku (OECD 404)
- dialox™ HP je dráždivý pro oči (OECD 405)

Expediční balení

dialox™ HP

Produkt	balení	skup.balení	kód zboží
dialox™ HP	5 Ltr	2 x 5 Ltr	104 142
Klíč ke kanystru	1 ks	1 ks	135810

Environmentální informace

Schülke vyrábí produkty ekonomicky a technologicky bezpečným způsobem pro životní prostředí při zachování vysoké kvality výrobních standardů.

Je držitelem DIN EN ISO 9001 (Reg. No. 4567 QM) a DIN EN 13485 certifikace (Reg.No. 4567 MP23) a má validovaný environmentální management- systém v souladu s Eco Audit Regulation (Reg. No. DE-150 00003) and ISO14001 (Reg. No. 4567 UM).

Ekologické informace

Roztok je rychle biodegradabilní. Použitý roztok je možné vylít do odpadového systému.

Naše doporučení pro použití vycházejí ze současných znalostí a v dobré víře. Nicméně nemohou být garancí kvality pokud se produkt použije jinak než doporučeným způsobem.



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone (+49) 40 - 521 00-0
Fax (+49) 40 - 521 00-318
www.schuelke.com
mail@schuelke-mayr.com

Distributor pro ČR:
@adl Sza BcZS
fW: \$() * \$+ \$+
Xsj, \$() * \$+ +\$
i i i ž adŠZaJ
eV/dWsdSf2` adŠZaJ

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone (+43) 1 - 523 25 01-0
Fax (+43) 1 - 523 25 01-60
office@schuelke-mayr.at

