

oblast	kdy?	četnost	jak?	způsob	čím? produkt	konc.	expozice	spektrum
mytí rukou hygienická dezinfekce rukou chirurgická dezinfekce rukou regenerace	pacienti i personál několikrát denně, vždy po použití WC,po znečištění po kontaktu s kontaminovaným materiálem, po a před ošetřovatelskými úkony		rozetřít s trochou vody, opláchnout osušit ručníkem na jedno použití vetřít do suchých, prázdných rukou a nechat oschnout,neutírat		ESEMTAN WASCHLOTION	konc.	30 sekund	
					DESDERMAN pure roztok nebo gel	konc.	30 sekund	ABTMV,MRSA
					DESMANOL PURE roztok/gel	konc.	30 sekund	A(B)TMV,MRSA
					DESDERMAN N roztok nebo gel	konc.	1,5 min.	ABTMV,MRSA
	před invazivním zákrokem		vetřít do suchých rukou a předloktí po umytí šetrnou mycí emulzí		DESMANOL PURE roztok	konc.	2 x 1,5 min	A(B)TMV,MRSA
	dle potřeby několikrát denně		vetřít do suchých rukou a nechat vsťřebat		ESEMTAN HAUTBALSAM	neředěný		
kůže sliznice a rány	před vpichy, odběry nebo jinými zákroky		oblast smočit postříkem nebo tamponem		KODAN FORTE bezbarvý	konc.	15 sekund	A(B)TMV,MRSA
					OCTENISEPT	neředěný	60 sekund	A(B)MV,MRSA
nástroje a pomůcky z kovů, skla keramiky, pryže plastů manuální postup digestivní endoskopy nástroje a pomůcky - čištění	po použití vložit do připraveného dezinfekčního(kombinovaného)roztoku		celé ponořit, dodržet expoziční dobu, příp.dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit a invazivní nástroje dát sterilizovat pro digestivní endoskopy platí dvoustupňová dezinfekce a oplach čištěnou vodou pro ostatní termolabilní flexibilní endoskopy platí vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou		GIGASEPT INSTRU AF v ultrazvukové lázni	3%/2%/1,5% 3%	15 min./30/ 60 min. 5 min.	A(B)TMV,MRSA
					GIGASEPT AF forte první stupeň dezinfekce a dezinfekční mytí flexibilní digest. endoskopy	2%/5% 2% 4%	15min. /5 min. 0,75%/30 min. 60 min. 15 min.	A(B)TMV,MRSA A(B)MV,MRSA ABTMV,MRSA
					GIGASEPT FF druhý stupeň vyšší stupeň - endoskopy podávky - 1 směna	5%/4%/2% 8% 6% 3%	15 min./30/60 min. 60 min. 6 hod.	ABTMV,MRSA ABTMV,MRSA ABTMV,MRSA
					LYSETOL V první stupeň a mytí v jednom druhý stupeň vyšší stupeň Gigasept PAA druhý i vyšší stupeň dez.	1%/5% 10% konc.	10 min./15 min. 15 min. - 7 dní 15 min. - 7 dní 5 min.	A(B)MV,MRSA ABCTMV,MRSA ABCTMV,MRSA
	a dezinfekce s virucidním účinkem		celé ponořit a dočistit, opláchnout		GIGAZYME-Xtra čištění i první stupeň dezinfekce	2%	15 min.	A(B)MV,MRSA
plochy, povrchy a předměty	sálový komplex 2x denně, hl.úklid průběžně mezi operacemi vyšetřovny: 2x denně lůžkové pokoje: 2x denně pracovny lékařů a sester: 2x denně chodby, jídelna: 1x denně WC,koupelny: 2x denně čistící místnost: 2x denně		mytí s dezinfekčním účinkem vlhkým způsobem a nechat zaschnout		TERRALIN(protect)	2%/0,5%	15 min./60 min	ABTMV,MRSA
					PERFORM	1%/0,5% 3%/2% 1%	30min./60 min. 30 mi./60 min. 2 hod.	ABMV,MRSA ABTMV,MRSA ABCTMV,MRSA
malé plochy a povrchy rychlá dezinfekce rychlá dezinfekce van	po kontaminaci po použití		postříkem nebo otřením vytřít nasátou houbou a po expozici opláchnout		MIKROZID liq. MIKROZID AF ubrous. Mikrozid sensitive ubr. MIKROZID sensitive liq	konc. konc.	1 min. 5 min. 1 min.	ABTMV,MRSA ABTMV,MRSA A(B)TMV,MRSA ABTMV,MRSA
					TERRALIN PROTECT	konc.	5 min.	
flexibilní endoskopy v mycích automatech	po použití a manuálním předčištění 		chemotermicky - aldehydová		THERMOSEPT ER THERMOSEPT ED	0,5% 1%	5 min. 5 min.	enzymat.čištění ABTMV
			chemotermicky - bez aldehydů		THERMOSEPT ER THERMOSEPT AF	0,5% 1%	5 min. 5 min.	enzymat.čištění ABTMV
aseptická příprava dutiny ústní před výkonem					OCTENIDOL sol.	koncentrát	1 min.	A(B)V,MRSA
prádlo a odpady		smluvně s autorizovanou firmou						

Vysvětlivky: A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, (B) - omezené virucidní účinek(účinnost na obalené viry vč. HBV,HIV,HCV potvrzena v zahraničních laboratořích), B - virucidní účinek na široké spektrum virů(vč.malých neobalených virů), C - sporicidní účinek, T - usmrcení mykobakterií komplexu M.tuberculosis, M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií, V - fungicidní účinek(plísňe)

odpovídá vyhlášce 306/2012 Sb.

Zdravotnické zařízení:

Výrobce: Schuelke&Mayr, Norderstedt, SRN

Distributor pro ČR: Nora, a.s., Praha 7
Jankovcova 2(TOKOVO)

tel: 266 78 2929, objednavky@nora-as.cz
bezpečnostní listy a produktové informace na:
www.nora-as.cz