


DEZINFEKČNÍ PROGRAM pro zdravotnická zařízení



oblast	kdy?	četnost	jak?	způsob	čím? produkt	konc.	expoze	spektrum
mytí rukou	pacienti i personál několikrát denně, vždy po použití WC, po znečištění		rozetřít s trochou vody, opláchnout osušit ručnícem na jedno použití		ESEMTAN WASCLOTION SM WASCLOTION	konc. konc.	30 sekund 30 sekund	
hygienická dezinfekce rukou	po kontaktu s kontaminovaným materiálem, po a před ošetřovatelskými úkony		vetřít do suchých, prázdných rukou a nechat oschnout, neutírat		DESDERMAN N DESMANOL SENSIVA PRIMASEPT MED KODAN FORTE bezbarvý	konc. konc. konc. konc. konc.	30 sekund 30 sekund 30 sekund 1+1min 30 sekund	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA A(B)TMV A(B)MV, MRSA A(B)TMV
chirurgická dezinfekce rukou	před invazivním zákrokem		vetřít do suchých rukou a předloktí po umytí šetrnou mycí emulzí		DESDERMAN N DESMANOL SENSIVA	konc. konc. konc.	1,5 min. 2x 1,5 min. 2 x 1,5 min	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA A(B)TMV
regenerace	dle potřeby několikrát denně		vetřít do suchých rukou a nechat vsřabat		ESEMTAN HAUTBALSAM	neředěný		
kůže	před vpichy, odběry nebo jinými zákroky		oblast smočit postříkem nebo tamponem		KODAN FORTE bezbarvý OCTENIDERM OCTENISEPT	konc. konc. neředěný	15 sekund 15 sekund 60 sekund	A(B)TMV A(B)TMV, MRSA A(B)MV, MRSA
	před operačními zákroky		nanést několika tampony, řádně smočit a nechat zaschnout		KODAN FORTE barevný OCTENIDERM OCTENISEPT bezbarvý	konc. konc. konc.	60 sekund 60 sekund 2 min.	A(B)TMV A(B)TMV, MRSA A(B)MV, MRSA
nástroje a pomůcky z kovů, skla keramiky, pryže plastů	po použití vložit do připraveného dezinfekčního (kombinovaného) roztoku		celé ponořit, dodržet expoziční dobu, příp. dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit a invazivní nástroje dát sterilizovat		GIGASEPT INSTRU AF v ultrazvukové lázni účinný 7 dní GIGASEPT AF účinný 7 dní v ultrazvukové lázni flexibilní digest. endoskopy GIGASEPT FF účinný 16 dní flexibilní digest. endoskopy podávky LYSETOL V v ultrazvukové lázni flexibilní digest. endoskopy LYSETOL FF účinný 10 dní v ultrazvukové lázni flexibilní digestivní endoskopy	3%/4% 3% 4% 4%/3% 4% 4% 4% 6%/3% 10%/5% 6% 3% 4%/3% 10%/8% 4% 4%/5% 4%/3% 5% 10% 2% 4%	15 min./30 min. 5 min. 60 min. 15 min./30 min. 30 min. 5 min. 15 min. 15 min./60 min. 5 hod./12 hod. 15 min. 15 min./30 min. 15 min./30 min. 5 min. 15 min./15 min. 15 min./30 min. 15 min. 6 hod. 15 min. 15 min.	A(B)TMV, MRSA ABTMV, MRSA A(B)TMV, MRSA ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA ABCTMV, MRSA ABCTMV, MRSA ABTMV, MRSA ABCTMV, MRSA - 7 dní A(B)TMV, MRSA ABTMV, MRSA ABCTMV
manuální postup			pro digestivní endoskopy platí dvoustupňová dezinfekce a oplach čistou vodou pro ostatní termolabilní flexibilní endoskopy platí vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou					
nástroje a pomůcky - čistící prod.	po dezinfekci s virucidním účinkem		celé ponořit a dočistit, opláchnout		GIGAZYME také v ultrazvukové lázni REINIGUNGSVERSTARKER FÜR GIGASEPT FF	0,5 - 1% 1%		
plochy, povrchy a předměty	sálový komplex 2x denně, hl. úklid průběžně mezi operacemi vyšetřovny: 2x denně lůžkové pokoje: 2x denně pracovny lékařů a sester: 2x denně chodby, jídelna: 1x denně WC, koupelny: 2x denně čistící místnost: 2x denně		mytí s dezinfekčním účinkem vlhkým způsobem a nechat zaschnout		TERRALIN (protect) TPH 5225 PERFORM SM DEZINF.ČISTIČ BURATON 10 F	2%/0,5% 2%/0,5% 1%/0,5% 3%/2% 1% 3%/2% 1%/0,5% 3%	15 min./60 min. 15 min./60 min. 30 min./60 min. 30 mi./60 min. 2 hod. 30 MIN./4 hod. 30 min./60 min. 4 hod.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA ABMV, MRSA ABTMV, MRSA ABCTMV, MRSA A(B)V ABTMV, MRSA ABCTMV, MRSA
malé plochy a povrchy rychlá dezinfekce	po kontaminaci		postříkem nebo otřením		MIKROZID liq. MIKROZID ubrousky KODAN ubrousky	konc.	2 min. 5 min. 5 min.	ABTMV, MRSA ABTMV, MRSA A(B)MV
rychlá dezinfekce van	po použití		vytřít nasátou houbou a po expozici opláchnout		PERFORM SM DEZINF.ČISTIČ TERRALIN (protect)	1,5% konc. konc.	5 min. 1 min. 5 min.	
flexibilní endoskopy v mycích automatech	po použití a manuálním předčištění		chemoteremicky - aldehydová		THERMOSEPT ER THERMOSEPT ED	0,5% 1%	5 min. 5 min.	enzymat.čištění ABTMV
			chemoteremicky - bez aldehydů		THERMOSEPT ER THERMOSEPT AF	0,5% 1%	5 min. 5 min.	enzymat.čištění ABTMV

Vysvětlivky: A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub, (B) - omezeně virucidní účinek (účinnost na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV potvrzena v zahraničních laboratořích), B - virucidní účinek na široké spektrum virů (vč. malých neobalených virů), C - sporicidní účinek, T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis, M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií, V - fungicidní účinek (plísně)