


dvoustupňová dezinfekce a vyšší stupeň dezinfekce

ruční i strojové ošetření
flexibilních endoskopů

S&M

Schülke & Mayr



Důležité doporučení: Nekombinovat aldehydovou řadu s bezaldehydovou. Pokud ručně používáte bezaldehydovou kombinaci - následuje rovněž bezaldehydové strojové čištění. Pokud ručně používáte aldehydovou kombinaci - následuje rovněž aldehydové strojové čištění. Při střídání by mohlo dojít k chemickým reakcím s nežádoucími důsledky v důsledku nedostatečného oplachování.

Vyšší stupeň dezinfekce:

Gigasept FF (10% - 5 h nebo 5% - 12 h)
Lysetol V (10% - 15 min.)
Thermosept ED(1% - 50°C - 5 min.)
Gigasept PAA (hotový - 5 min.)

autorizovaný distributor pro ČR:

Nora a.s.
Jankovcova 2(TOKOVO),
170 00 Praha 7
tel: +420 266 78 29 29
fyn: +420 266 78 29 92
www.nora-as.cz