



schülke -†

- neobsahují alkohol
- rychlý účinek
- vhodné pro všechny typy povrchů
- praktická Jumbo velikost (27 x 22 cm)
- max.balení - 200 ks

mikrozyd sensitive ubrousky

použití: dezinfekce zdravotnických prostředků a jiných ploch a povrchů - ZP tř.IIa.

Obzvláště vhodné pro povrchy citlivé na alkohol (např.plexisklo, ultrazvukové koncovky, atd.)

Plochu důkladně vytřete Mikrozyd sensitive ubrouskem a nechte působit 1 minutu.

Na větší plochu použijte několik ubrousků.

mikrobiologická účinnost - expozice: 1 minuta

bakterie, mikroskopické houby,lipofilní viry (vč.HBV, HIV,HCV,BVDV,rotavirusy, vaccinia virusy)

složení: jedna dóza/náplň obsahuje 200 ks
napuštěných ubrousků.

100g účinné látky obsahuje: 0,24g benzyl-C12-

-18-alkyldimethylammonium chloride, 0,24g

didecyldimethylammoniumchlorid, 0,24g

C12-14-alkyl[ethylphenyl(dimethylchlorid)]

chemicko-fyzikální údaje:

vzhled čirá, bezbarvá tekutina

hustota cca 0,998

pH (20°C) cca 6,0 - 8,0

stabilita od -5°C do +40°C

bod vzplanutí 61°C (DIN 51 755)

expediční balení:

dóza 200ks

karton - 10 dóz

refil/sáček 200ks

karton - 12 sáčků

pozn:

prázdný obal je plně recyklovatelný.

U přípravku nejsou známy žádné

eko-toxikologické účinky

doporučení: při práci s dezinfekčními prostředky je vhodné používat ochranné rukavice, např.butylkaučukové



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

autorizovaný distributor pro ČR: **Nora, a.s.**
Jankovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
tel: +420 266 78 29 29, fax: +420 266 78 29 92
www.nora-as.cz