



- Neobsahuje aldehydy
- rychlý účinek, široké spektrum účinku
- vhodné pro všechny typy povrchů, které snesou alkohol
- hotový roztok - přímé použití

mikrozyd AF liquid

čirá, bezbarvá tekutina, pH cca 6,
termostabilní od -5°C do +40°C

složení:

100g účinné látky obsahuje: 25g ethanolu (94%), 35g propan-1-ol

použití: dezinfekce zdravotnických prostředků a jiných ploch a povrchů - ZP tř.IIa.

Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem (vyšetřovací stoly, lehátka, povrchy zdrav.prostředků, plochy v dosahu pacienta,....atd)

Plochu důkladně smočte/vyčistěte Mikrozyd sensitive roztokem a nechte působit 1 minutu. Přebytečné množství roztoku po expozici setřete bezbarvou savou textilií.

mikrobiologická účinnost - expozice:

bakterie(vč.MRSA, Tb), mikroskopické houby, kvasinky: **1 min.**, lipofilní viry (vč. HBV, HIV, HCV, BVDV, rotavirusy, vaccinia virusy): **30s**, Noroviry*: **1 min.**, plně virucidní, polioviry: **30 min.**, Adenoviry: **2 min.** Polyoma SV-40):**15 min.**

*Testováno na Murine Norovirech dle EN 14476

Značení dle EC směrnice:

- Xi:** dráždivý
R10: hořlavý
R41: riziko vážného poškození očí
R67: páry mohou způsobovat ospalost a závratě
S23: nevdechujte páry
S39: noste ochranu očí
S51: pracujte pouze v dobře větraných místnostech

pozn:

prázdný obal je plně recyklovatelný.
U přípravku nejsou známy žádné eko-toxikologické účinky

expediční balení:

1l PE láhev/ karton - 10 lahví
10l kanystř
250ml PE láhev ve spreji

doporučení: při práci s dezinfekčními prostředky je vhodné používat ochranné rukavice, např.butylkaučukové nepoužívejte na materiály citlivé na alkohol - např.akrylátové sklo



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0)40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0)40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

11/2010

autorizovaný distributor pro ČR: **Nora, a.s.**
Jankovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
tel: +420 266 78 29 29, fax: +420 266 78 29 92
www.nora-as.cz