

mikrocid AF ubrousky

- rychlý účinek - A(B)TMV = 1 min.
- vhodné pro povrchy snášející alkohol
- praktické dvou-velikostní balení: Jumbo velikost (27 x 22 cm) a normál (21,5 x 14,5 cm)
- náhradní náplně do dóz

složení:

1g účinné látky obsahuje: 0,25g etanolu (94%-ho), 0,35g 1-propanolu

mikrobiologická účinnost - expozice: 1 min. (A(B)TMV)

bakterie, mikroskopické houby, lipofilní viry (vč. HBV, HIV, HCV, BVDV, rotavirusy, vaccinia virusy), ABTMV: 30 min.

použití: dezinfekce zdravotnických prostředků a jiných ploch a povrchů (např. místa kontaktu s pacientem, vyšetřovací plochy, ohraničené pracovní plochy, klíky, baterie, teploměry a jiné pomůcky - ZP tř. IIa). Plochu důkladně vyčistěte Mikrocid sensitive ubrouskem a nechte působit 1 minutu. Na větší plochu použijte několik ubrousků. Ubrousky odebírejte tahem po otevření víka. Po použití víko dobře uzavřete, aby se zabránilo vysušení.

Značení dle EU směrnice: R10: vznětlivé. Zabraňte zanešení do očí. Plochy citlivé na alkohol tímto přípravkem neošetřovat.



Mikrocid AF tucher: 150ks v dóze i náhradním balení, 293g úč.látky
Mikrocid AF Jumbo tucher: 200ks v dóze i náhradním balení, 623g účinné látky

Dezinfekce a čištění pokožky a rukou pacientů, zdravotnického personálu a návštěv ve zdravotnických zařízeních.

Čištění a dezinfekce všech typů pomůcek např. držáků operačních osvětlení, opěrek hlavy, teploměrů, vypínačů, kontaktních míst, citlivého zdravotnického zařízení, záchranných vaků, lékařských brašen apod.

Kodan ubrousky

dezinfekční ubrousky k použití na pokožku a rovněž na malé plochy



Výborná tolerance pokožkou

Mikrobiologická účinnost: baktericidní (vč. MRSA), fungicidní (C. albicans), omezeně virucidní (vč. HBV, HIV, HCV, herpes simplex, rotaviry, adenoviry, chřipkové viry - vč. AH1N1, AHSN1)

Kontaktní časy: bakterie, mikr. houby a obalené viry = 30 sekund, adenoviry 1 min. rotaviry a Tb = 2 minuty

Značení dle EU direktiv: R10 - vznětlivé. S2- chraňte před dosahem dětí.

Složení: 100g roztoku obsahuje: 30g propan-2-ol, a 30g propan-1-ol

dóza 90 ks

doporučení: při práci s dezinfekčními prostředky je vhodné používat ochranné rukavice, např. butylkaučukové. Před použitím si přečtěte etiketu, produktovou informaci a seznamte se s bezpečnostními listy přípravků

autorizovaný distributor pro ČR: **Nora, a.s.**
 Jankovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
 tel: +420 266 78 29 29, fax: +420 266 78 29 92
 www.nora-as.cz

mikrozid sensitive ubrousky



schülke -†

mikrobiologická účinnost:

expozice: 1 minuta

bakterie, mikroskopické houby,
lipofilní viry (vč. HBV, HIV, HCV,
BVDV, rotavirusy, vaccinia virusy)

- neobsahují alkohol
- rychlý účinek
- vhodné pro všechny typy povrchů
- praktická Jumbo velikost (27 x 22 cm)
- maximalistické balení - 200 ks

použití: dezinfekce zdravotnických prostředků a jiných ploch a povrchů - ZP tř. II. Obzvláště vhodné pro povrchy citlivé na alkohol (např. plexisklo, ultrazvukové koncovky, ... atd.). Plochu důkladně vytřete Mikroزيد sensitive ubrouskem a nechte působit 1 minutu. Na větší plochu použijte několik ubrousků.

složení: jedna dóza/náplň obsahuje 200 ks napuštěných ubrousků. 100g účinné látky obsahuje: 0,24g benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium chloride, 0,24g didecyldimethylammoniumchlorid, 0,24g C12-14-alkyl[ethylphenyl(dimethylchlorid)]

Přímé zanesení do očí může způsobit podráždění oční sliznice.

expediční balení: dóza 200ks karton - 10 dóz
refil/sáček 200ks karton - 12 sáčků

dispensní systém napuštěných ubrousků

expediční balení: Plastová nádoba/kýbl 1ks
a karton 6 rolí o 90 ks textilních ubrousků
náhradní náplň: 6 rolí ubrousků



Určeno pro produkty k čištění a dezinfekci ploch a povrchů:
Mikrozid AF, Mikroزيد sensitive, Terralin protect, Buraton 10F

Použití: plastový kýbl naplníme jednou rolí textilních ubrousků. Dovnitř nalijeme od středu spirálovitě 2 - 2,5 l dezinfekčního roztoku (Mikrozid AF a Mikroزيد sensitive - koncentráty, Terralin protect a Buraton 10F - 0,5% roztoky). Kýbl uzavřeme a počkáme 20 min., aby byl obsah úplně smočen. Pak ze středu role vytáhneme jeden ubrousek a část protáhneme víkem a víko uzavřeme. Na kýbl nalepíme štítek s popisem: datum přípravy, koncentrace a použití přípravku a datum expirace - napuštěný obsah je použitelný 28 dní. Kontaktní časy odpovídají kontaktním časům použitých roztoků (např. Buraton 10F a Terralin protect - 60 min., Mikroزيد AF a Mikroزيد sensitive - 1 minuta). Kontaminované místo dobře vytřeme jedním nebo více ubrouskami, podle velikosti plochy tak, aby došlo k úplnému smočení/pokrytí dezinfekčním roztokem.



doporučení: při práci s dezinfekčními prostředky je vhodné používat ochranné rukavice, např. butylkaučukové
pozn: prázdné obaly jsou plně recyklovatelné.

autorizovaný distributor pro ČR: **Nora, a.s.**
Jankovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
tel: +420 266 78 29 29, fax: +420 266 78 29 92
www.nora-as.cz