




Thermosepty

**Faktory
ovlivňující
použití
strojového
vybavení**



	složení	koncentrace	pH	balení
ČIŠTĚNÍ				
alka clean	alkalický silná čisticí schopnost nepěňivý, bez fosfátů	< 5% fosfátů, KOH silikát, antikoroziiva, tenzidy	0,5%- 1% cca 10,5	5 kg kanystr 10 kg kanystr 30 kg kanystr
RkN zym	enzymatický, pH neutrální pečující o materiály vhodný také pro hliník bez silikátů	5 - 15% neionických tenzidů, enzymy glykol, rozpouštědla, inhibitory koroze	0,3 - 0,5% 3 - 5 g/l cca 8	5 kg kanystr 10 kg kanystr 30 kg kanystr
RKI	práškový alkalický dobrá čisticí schopnost	15 - 30% fosfátů < 5% neionických tenzidů, karbonát silikát, sulfát	0,3 - 0,5% 3 - 5g/l cca 11,5	10 kg vědro
RKA	práškový alkalický dobrá čisticí schopnost	15 - 30% fosfátů < 5% neionických tenzidů, enzym, silikát, sulfát	0,3 - 0,5% 3 - 5g/l cca 11,5	10 kg vědro
RKF	Alkalický silná čisticí schopnost nepěňivý, bez fosfátů	KOH, silikát antikoroziiva	0,3 - 0,5% cca 11	5 kg kanystr 30 kg kanystr
NEUTRALIZACE				
NKZ	bez fosfátů pečující o materiály	organické kyseliny (kys.citronová)	po alk.čištění 0,1 - 0,2% po neutr.čištění 0,1%	5 kg kanystr 10 kg kanystr 30 kg kanystr
NKP	bez tenzidů (kys. fosforečná)	anorganické kyseliny	0,1 - 0,2% cca 2,2	6 kg kanystr 36 kg kanystr
DESINFEKCE				
DK	baktericidní, virucidní pečující o materiály pH neutrální	glutaraldehyd, anionické a neionogenní tenzidy	1% = 10g/l 60°C/10 min. Cca 7	5 kg kanystr
Inventář pokojů				
NDR	dezinfekční čistič pečující o materiály vhodné pro OP-obuv odpovídá AK-BWA	100g: 4g dioctyldimethyl ammoniumchlorid, 3g phenoxypropanolu cca 7,5	0,5 - 1% 60°C/90 s 1%/ 5 min.	10 kg kanystr 30 kg kanystr
BSK	oplachovač osychání bez fleků odpovídá AK-BWA	5 - 15% neion.tenzidů alkohol, inhib. koroze změkčovač vody	0,1 - 0,2% cca 7,5	30 kg kanystr
SEK	oplachovač/stabilizátor odstraňuje vodní kámen osychání bez fleků univerzální použití	15 - 30% neion.tenzidů organické kyseliny, unifikátor	0,1 - 0,3% cca 4,5	5 kg kanystr 10 kg kanystr

	Thermosept	Alka clean	RKN-zym	RKI (prašek)	RKA (prašek)	DK	NKZ	NKP	RKF		NDR	BSK	SEK
POUŽITÍ									■	■			
Chirurgické nástroje -termicky-	■	■	■				■	■	■				
Kontejnery -termicky-	■	■	■				■		■				
Maloinvazivní chirurgické nástroje -termicky-		■					■						
Pevné endoskopy -termicky-	■	■					■		■				
Anestetický materiál -chemotermicky-	■	■		■		■	■		■				
Anestetický materiál -termicky-	■	■		■			■		■				
OP - obuv -chemotermicky-	■	■		■		■	■		■				
OP - obuv -termicky-	■	■		■			■		■				
Dětské láhve -termicky-	■						■		■				
Laboratorní sklo -termicky-	■		■				■		■				
Drobný materiál (kov, sklo, plasty) -termicky-	■								■				■
Postele / noční stolky -chemotermicky-											■	■	

